

Link do produktu: <https://sterylni.com/medisept-velox-wipes-na-bezalkoholowe-chusteczki-100-szt-p-153.html>



## Medisept Velox Wipes NA Bezalkoholowe Chusteczki 100 szt

Cena brutto	<b>28,50 zł</b>
Cena netto	<b>26,39 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>155093306</b>
Kod producenta	<b>_14372220621</b>
Kod EAN	<b>5907626633993</b>

### Opis produktu

## Medisept chusteczki do dezynfekcji Velox, 100 szt.

- **Spektrum biobójcze:** Zgodnie z normą EN 14885: bakterie, MRSA, grzyby (*C.albicans*), Tbc (*M.terrae*), rota w czasie od 30 sekund, adeno - 1 minuta. Wirusy otoczkowe zgodnie z RKI/DVV - HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Ebola od 30 sekund. Wymagane badania zgodnie z EN 16615
- **Skład:** 100 sztuk zawiera: 173 g roztworu nasączonego 100 g roztworu zawiera: 40 g pro-pan-2-ol (CAS:67-63-0), 20 g etanol, 0,39 g aminy, n-C10-16-alkilotrimetylenodi-produkty reakcji z kwasem chlorooctowym, 0,25 g chlorek didecylo-dimetyloamoniowy
- **Do dezynfekcji:** Powierzchni lub urządzeń medycznych, unitów, aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, końcówek stomatologicznych, lamp zabiegowych, łóżek pacjentów. Nadają się do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych mających kontakt z żywnością
- **Ilość w opakowaniu:** 100 szt.

### Chusteczki do dezynfekcji

Chusteczki Velox Wipes NA TUBA przeznaczone są do dezynfekcji powierzchni podatnych na działanie alkoholu zawartego w środkach czyszczących. Produkt został przebadany zgodnie z najnowszymi normami dla środków dezynfekcyjnych (EN 14885). Są bezpieczne w użyciu i nie reagują w kontakcie ze skórą.

Niewątpliwą zaletą są doskonałe właściwości myjące i szerokie spektrum mikrobójcze, dlatego idealnie sprawdzają się w przestrzeniach medycznych wysokiego ryzyka, np. na oddziale intensywnej opieki, bloku operacyjnym jak również do dezynfekcji aparatury medycznej. Chusteczki nie odbarwiają powierzchni. Nadają się do czyszczenia wyrobów wykonanych z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, aluminium, metalu, stali szlachetnej, gumy lub porcelany.

---

## Zalety i korzyści

- Zabija prątki gruźlicy w 5min
- Działa w 5 min na TBC
- Skuteczne już od 30 sekund
- Przyjemny i świeży zapach
- Gwarancja bezpieczeństwa i sterylności
- Możliwość stosowania przy delikatnych materiałach
- Wygodne użytkowanie

## Zawartość opakowania

100 sztuk zawiera:

- 173 g - roztworu nasączonego. 100 g roztworu zawiera:
- 0,15 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina 0,14 g  
-Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega.-hydroksy-,propanian(sól)